

RESINA DIALOG

Menos é Mais

Com um pequeno sortimento de massas, oito no total, mais a massa oclusal é possível alcançar todas as combinações da escala Vita.

(através da sobreposição de camadas e massa oclusal).

Suas Vantagens

- Rápido e seguro no resultado final
- Rápido e seguro processo de trabalho
- Longa vida útil das restaurações, pela combinação da dureza necessária com a indispensável elasticidade do material.

A Resina Dialog, consegue compensar a pressão da carga mastigatória, que as pontas de cúspide exercem sobre o material.

O Sistema Vario é um sistema confortável de mastigação, sendo indicado especialmente para implantes sensíveis, coroas telescópicas e próteses em geral.

- Resultados estéticos sempre perfeitos, através de uma combinação única de materiais como o vidro fino e sílica.
- Brilhante e transparente.

Facilidade de Trabalho

- Sobre a Resina Dialog, aplica-se a massa oclusal sobre a oclusão ou região palatina, para estabilidade de abrasão. Essa aplicação é feita diretamente sobre a massa sendo ela flow

(forma de gel) ou pasta.

- Homogeneidade perfeita na unidade dos materiais.
- Ótimo resultado final

Física

Com Resina Dialog você pode trabalhar com pouco material e reconstituir fisicamente um dente natural.

Dialog oferece a elasticidade da dentina natural e a dureza do esmalte.

Este é o princípio biônico, (alta dureza e-modul), massa oclusal mais dura contra a abrasão do antagonista e acululo de placa bacteriana.

Ideal Também para a Técnica de Sobre Prensagem

Através do uso de um sistema composto, cuja dentina e incisal tem graus diferentes de resistência à flexão, o risco conhecido de trincas e rachaduras é virtualmente eliminado.

Estética

Com Diálogo oclusal você excede as suas exigências para a estética, através da combinação única de ingredientes ativos de vidro fino e sílica de última geração, obtendo Brilho e Transparência. Dialog oferece a fina estética e um alto efeito de fluorescência. O resultado se apresenta através do brilho e transparência de um dente natural. As características de um dente natural são facilmente reproduzidas no sistema Dialog.