

GILROCK

Gesso sintético **SUPERDURO** de classe IV



GILSTONE

Gesso sintético **DURO** de classe IV



X

- Cores: Branco e Marfim	→	- Cores: Rosa, Verde, Branco e Marfim
- Embalagem: 1 kilo	→	- Embalagem: 5 e 25 kilos (25 kg somente branco e marfim)
- Proporção de mistura 100g : 20ml	→	- Proporção de mistura 100g : 23ml
- Tempo de manipulação manual 60 seg	→	- Tempo de manipulação manual 60 seg
- Tempo de manipulação mecânica à vácuo 30 seg	→	- Tempo de manipulação mecânica à vácuo 30 seg
- Tempo de trabalho 7 min	→	- Tempo de trabalho 5 min
- Tempo de presa 12 min	→	- Tempo de presa 10 min
- Extrair do molde após 35 min	→	- Extrair do molde após 35 min
- Expansão de presa linear após 2 horas 0,08%	→	- Expansão de presa linear após 2 horas 0,10%
- Resistência à compressão após 1 hora 60 N/mm ²	→	- Resistência à compressão após 1 hora 60 N/mm ²
- Dureza mínima após 24 horas 250 N/mm ²	→	- Dureza mínima após 24 horas 150 N/mm ²
- Resistência à tração/torção 12 Mpa	→	- Resistência à tração/torção 12 Mpa



BK Giulini