

Tabela de Combinação de Cores Vision Zircon

Atualização: Jun/2011

Massas básicas

Cores	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Liner	L1	L2	L3	L2	L1	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	
Dentina Opaca	OD White OD Honey															
Dentina	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Incisal	I 58	I 59	I 60	I 57	I 59	I 60	I 59	I 60	I 59	I 60	I 59	I 60	I 59	I 60	I 59	
Transparentes	TR Clear TR Neutral TR Yellow TR Grey TR Blue															

Recursos de caracterização

Incisais Opalescentes	OI Neutral OI Blue
Incisais Intensivos	II White II Yellow
Cerâmica de ombro	SM Creme SM Yellow SM Red Brown
Gengiva	Pink Soft Pink

Stains

Glaze Blue Grey Olive Honey Chestnut Redbrown White	Cromatizadores A B C D
---	--

Porcelana de Ombro

Para alcançar as 16 cores em massa de ombro é necessário efetuar a mistura das massas, conforme sugerido pela Wohlwend

Cor	Combinação sugerida
A1	Creme
A2	Creme
A3	Creme (70%) + Yellow (30%)
A3,5	Redbrown (90%) + Yellow (10%)
A4	Redbrown
B1	Creme
B2	Creme (90%) + Yellow (10%)
B3	Creme (20%) + Yellow (80%)
B4	Yellow (50%) + Redbrown (50%)
C1	Creme
C2	Creme (80%) + Redbrown (20%)
C3	Creme (20%) + Redbrown (80%)
C4	Redbrown
D2	Redbrown (50%) + Creme (50%)
D3	Redbrown (70%) + Creme (30%)
D4	Redbrown (60%) + Creme (10%) + Yellow (30%)