


Tabela de Indicação de Pastilhas Vision Low

Pastilhas	Opacidade	Cor/indicação	Recomendação	Inlays/Onlays	Veneers	Coroas
Bleach	60%	branco	sobre-prensagem			
A1 a D4	70%	correspondente	correspondente	x		x
BA0/BA00*	70%	para dentes clareados	A0 é um tom abaixo do A1 e B0 é um tom abaixo de B1	x		x
BB0/BB00**	70%		A00 são 2 tons abaixo do A1 e B00 são 2 tons abaixo de B1	x		x
OP1	85%	amarelo claro/laranja				coping
OP2	85%	amarelo/laranja	A3.5, A4, B3, B4			coping
CL	20-25%	transparente	não alteram cor	x	x	
NT	30-35%	semi-transparente	não alteram cor	x	x	
NW	40-50%	transparente esbranquiçado	A0, A1, B0, B1, C1 e D2	x	x	
T1	30-35%	amarelo claro	A1, A2, B1, B2, C1, D2	x	x	
T2	30-35%	avermelhado	A3, A3, A3.5, B3, D3	x	x	
T3	30-35%	amarelo laranja	A4, B4, D4	x	x	
T4	30-35%	acinzentado/vermelho	C2, C3, C4	x	x	
CT1	40-50%	amarelo claro	A1, A2, B1, B2, C1, D2	x	x	x
CT2	40-50%	avermelhado	A3, A3.5, B3, D3	x	x	x
CT3	40-50%	amarelo/laranja	A4, B4, D4	x	x	x
CT4	40-50%	vermelho	C2, C3, C4	x	x	x
TA1 a TD4	45-55%	correspondente	correspondente	x	x	

Importante:

- Para pastilhas opacas de 70 a 85% eleja sempre a técnica de estratificação
- Pastilhas translúcidas com 20 a 25% são indicadas para pinturas

Legenda:  Pastilhas para estratificação

 Pastilhas para maquiagem