

## Tabela de Indicação de Pastilhas Vision Zircon

Cor	Pastilhas para maquiagem	Pastilhas para estratificação
A1	TA1	A1
A2	TA2	A2
A3	TA3	A3
A3.5	TA3	A3
A4	TA3	A3
B1	TB1	B1
B2	TB2	B2
B3	TB3	B3
B4	TB3	B3
C1	TC1	C1
C2	TC2	C2
C3	TC2	C2
C4	TC2	C2
D2	TD2	D2
D3	TD2	D2
D4	TD2	D2
Bleach	-	Bleach

### Importante:

- Pastilhas para maquiagem possuem 45-55% de opacidade
- Pastilhas para estratificação tem 70% de opacidade